



Varenummer 2548

## Handskestativ, 16,5x10x2cm, hvid, PS, til 1 æske

- ✓ Justerbar dispenser
- ✓ Passer til både handske- og ansigtsservietæsker

### Produktbeskrivelse

Flexibel holder til dispenseræsker. Kan justeres i højden og passer til handskeæsker, maskeæsker og ansigtsservietter mm.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Handskestativ
Farve	Hvid
Features	Til 1 æske
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	PS
Længde/dybde	16.5 cm
Bredde	10 cm
Højde	2 cm
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	50 stk	32.5 cm	32.5 cm	21.5 cm	5703538061950
stk	1 stk				5703538061936