

Varenummer 2549

Handskestativ, 8x27x10,3cm, hvid, metal, universal, til 1 æske, ikke justerbar

- ✓ Praktisk dispenser
- ✓ Passer til både handske- og ansigtsservietæsker



Produktbeskrivelse

Stativ til dispenser. Passer til handskeæsker og ansigtsservietter mm.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Handskestativ
Farve	Hvid
Features	Universal, til 1 æske, ikke justerbar
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Metal
Længde/dybde	8 cm
Bredde	27 cm
Højde	10.3 cm
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	48 stk	30 cm	73.5 cm	23.7 cm	5703538089800
stk	1 stk				5703538089787