

Varenummer 2549

## Handskestativ, 8x27x10,3cm, hvid, metal, universal, til 1 æske, ikke justerbar

- ✓ Praktisk dispenser
- ✓ Passer til både handske- og ansigtsservietæsker



### Produktbeskrivelse

Stativ til dispenser. Passer til handskeæsker og ansigtsservietter mm.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Handskestativ
Farve	Hvid
Features	Universal, til 1 æske, ikke justerbar
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Metal
Længde/dybde	8 cm
Bredde	27 cm
Højde	10.3 cm
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	48 stk	30 cm	73.5 cm	23.7 cm	5703538089800
stk	1 stk				5703538089787