

Varenummer 2549



Handskestativ, 8x27x10,3cm, hvid, metal, universal, til 1 æske, ikke justerbar

- ✓ Praktisk dispenser
- ✓ Passer til både handske- og ansigtsservietæsker

Produktbeskrivelse

Stativ til dispenser. Passer til handskeæsker og ansigtsservietter mm.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Handskestativ
Farve	Hvid
Features	Universal, til 1 æske, ikke justerbar
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Metal
Længde/dybde	8 cm
Bredde	27 cm
Højde	10.3 cm
Vægt, netto	170 g
Direktiver, lovgivning og regler	(EC) 1907/2006, (EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	48 stk	68 cm	28.5 cm	25 cm	5703538089800
stk	1 stk				5703538089787