



Varenummer 2574

Dispenser, neutral, 700 ml, hvid, plast,
til sæbe

Produktbeskrivelse

Dispenser til sæbepåfyldning. Med glat overflade som er nem at rengøre. Skueglas gør det nemt at se, hvornår genopfyldning er påkrævet.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Farve	Hvid
Features	Til sæbe
Materiale	Plast
Længde/dybde	10 cm
Bredde	12 cm
Højde	25 cm
Rumindhold, netto	700 ml
Inkluderet tilbehør	Skruer, rawplugs og nøgler.
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	6 stk	35 cm	28 cm	30 cm	3471580010388
stk	1 stk				5703538343391