



Produktdatablad

Dispenser, neutral, 750 ml, hvid, plast, til sæbe

Varenummer : 2574
Varegruppe : SCI
Forpakninger : 6 stk = 1 kolli
48 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Dispenser

Farve: hvid

Materiale: plast

Features: til sæbe

Inkluderet tilbehør: Skruer, rawplugs og nøgler.

Rumindhold, netto: 750 ml

Produktbeskrivelse: Dispenser til sæbepåfyldning. Med glat overflade som er nem at rengøre. Skueglas gør det nemt at se, hvornår genopfyldning er påkrævet.

Tilhørende varer: 776701, 676004, 119992