



Varenummer 2574

Dispenser, neutral, 750 ml, hvid, plast, til sæbe

Produktbeskrivelse

Dispenser til sæbepåfyldning. Med glat overflade som er nem at rengøre. Skueglas gør det nemt at se, hvornår genopfyldning er påkrævet. Varen har en garanti på 1 år.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Farve	Hvid
Features	Til sæbe
Materiale	Plast
Rumindhold, netto	750 ml
Inkluderet tilbehør	Skruer, rawplugs og nøgler.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	6 stk	35 cm	28 cm	30 cm	3471580010388
stk	1 stk				5703538343391