



Varenummer 2689

Dispenser, hvid, med låg til sæde- og desinficerende servietter

Produktbeskrivelse

Smart dispenser til opbevaring af sæde- og desinficerende servietter.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Farve	Hvid
Features	Med låg til sæde- og desinficerende servietter
Materiale	Plast
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Opbevares tillukket så servietterne ikke tørrer ud.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde (cm)	Bredde (cm)	Højde (cm)	EAN
kll	12 stk	35.5	27	21	5703538987311
stk					5703538987298