



Varenummer 2689

## Dispenser, hvid, med låg til sæde- og desinficerende servietter

### Produktbeskrivelse

Smart dispenser til opbevaring af sæde- og desinficerende servietter.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Farve	Hvid
Features	Med låg til sæde- og desinficerende servietter
Materiale	Plast
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Opbevares tillukket så servietterne ikke tørrer ud.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares frostfrit i original emballage. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Brugsanvisning

Posen med desinfektionsservietter sættes ned i dispenserne, klippes op, og den inderste serviet trækkes ud gennem åbningen i låget. Luk låget.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	12 stk	35.5 cm	27 cm	21 cm	5703538987311
stk	1 stk				5703538987298