



Varenummer 2689

Dispenser, 8,5x19cm, Ø8,5cm, hvid, med låg til sæde- og desinficerende servietter

## Produktbeskrivelse

Smart dispenser til opbevaring af sæde- og desinficerende servietter.

## Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Farve	Hvid
Features	Med låg til sæde- og desinficerende servietter
Materiale	Plast
Bredde	8.5 cm
Højde	19 cm
Diameter	8.5 cm
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Opbevares tillukket så servietterne ikke tørrer ud.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares frostfrit i original emballage. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

## Brugsanvisning

Posen med desinfektionsservietter sættes ned i dispenserne, klippes op, og den inderste serviet trækkes ud gennem åbningen i låget. Luk låget.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	12 stk	35.5 cm	27 cm	21 cm	5703538987311
stk	1 stk				