

Varenummer 2734



## Doseringspumpe, Tana Professional, hvid, plast, til 5 og 10 l dunk

- ✓ Præcis dosering
- ✓ 20 ml pr. tryk

### Produktbeskrivelse

Doseringspumpe, der sikrer korrekt dosering af rengørings- og desinficerende midler. Doserer 20 ml pr. tryk på pumpe.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Doseringspumpe
Varemærke	Tana Professional
Farve	Hvid
Features	Til 5 og 10 l dunk
Materiale	Plast

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	25 stk	41 cm	18 cm	26 cm	
stk	1 stk				