



Varenummer 2734



Doseringspumpe, Tana Professional, hvid, plast, 20 ml, til 5 og 10 l dunk

- ✓ Præcis dosering
- ✓ 20 ml pr. tryk

Produktbeskrivelse

Doseringspumpe, der sikrer korrekt dosering af rengørings- og desinficerende midler. Doserer 20 ml pr. tryk på pumpe.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Doseringspumpe
Varemærke	Tana Professional
Farve	Hvid
Features	20 ml, til 5 og 10 l dunk
Materiale	Plast
Direktiver, lovgivning og regler	(EC) 1907/2006, (EU) 2023/988

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	25 stk	41 cm	18 cm	26 cm	4031278045116
stk	1 stk				