



Varenummer 273981

Lægetaske, Medicare, 46x33x17cm, sort, nylon

Produktbeskrivelse

Medicare XL lægetaske er med dobbelt håndtag, skulderstroop, stor frontlomme, og ekstra beskyttelse på alle hjørner. Tasken er med rumdelere i den ene side af tasken samt 3 skumindsatser til i alt 60 ampuller. Den anden side af tasken er udstyret med 4 stk udtagelige, gennemsigtige æsker, som er fastgjort med velcro.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Lægetaske
Varemærke	Medicare
Farve	Sort
Materiale	Nylon
Ingredienser/sammensætning	Stor model
Længde/dybde	46 cm
Bredde	33 cm
Højde	17 cm
Vægt, netto	2.7 kg
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	46 cm	39 cm	19.5 cm	
stk	1 stk				

