



Varenummer 273988

Lægetaske, Medi-Light, 44x25x25cm, sort, med en forlomme

Produktbeskrivelse

Lægetaske med aluramme og én forlomme. Udstyret med en fjeder, som holder tasken åben under brug. Mulighed for regulering af rumindeling i tasken.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Lægetaske
Varemærke	Medi-Light
Farve	Sort
Features	Med en forlomme
Materiale	Syntetisk læder
Længde/dybde	44 cm
Bredde	25 cm
Højde	25 cm
Vægt, netto	2.1 kg
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	46 cm	30 cm	35.5 cm	
stk	1 stk				

