



Varenummer 273995

Taske, CustoMed, Custo Screen, til Custo Screen 300

Produktbeskrivelse

Taske til døgnblodtryksmåler Custo Screen 300

Specifikationer

Produktbetegnelse	Taske
Varemærke	CustoMed
Model	Custo Screen
Features	Til Custo Screen 300
Materiale	Neopren
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	12.5 cm	8 cm	4 cm	