



Varenummer 273996

Taske, 18x12x8cm, rød

Produktbeskrivelse

Lille praktisk lynlåstaske transperant låg og velcro på bagsiden. Tasken kan eventuelt anvendes til opbevaring af et blodtryksapparat ved udlån til en patient i forbindelse med hjemmeblodtryksmåling.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Taske
Farve	Rød
Længde/dybde	18 cm
Bredde	12 cm
Højde	8 cm
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde (cm)	Bredde (cm)	Højde (cm)	EAN
pk	1 stk	22	15	3	
stk					