



Varenummer 273997

## Lægetaske, The Alternative, 24x40x36cm, rød

### Produktbeskrivelse

Anvendes som lægetaske til opbevaring af medicin, instrumenter og tests. Med mulighed for at kunne bruge tasken som rygsæk for en bedre ergonomisk brug. Med to ydrelommer og mulighed for aftagelig skulderstropper. To ampulindsatser med plads til 46 ampuller.

### Specifikationer

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Produktbetegnelse          | Lægetaske                       |
| Varemærke                  | The Alternative                 |
| Farve                      | Rød                             |
| Længde/dybde               | 24 cm                           |
| Bredde                     | 40 cm                           |
| Højde                      | 36 cm                           |
| Bortskaffelse af produkt   | Afleveres på miljøstation.      |
| Bortskaffelse af emballage | Kan genbruges eller forbrændes. |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|--------|-------|-----|
| kl    | 1 stk      | 46 cm  | 30 cm  | 36 cm |     |
| stk   | 1 stk      |        |        |       |     |