




Varenummer 273998

Lægetaske, Concertina, 21x43x27cm, sort, læder

Produktbeskrivelse

Anvendes som lægetaske til opbevaring af medicin, instrumenter og tests. Meget rummelig model, taske og indretning åbner og lukker samtidig. Stabilt dobbelt aluminiumhåndtag. Mulighed for variabel fag-inddeling med 2 ampul-indsatser af skum til 46 ampuller.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Lægetaske
Varemærke	Concertina
Farve	Sort
Materiale	Læder
Længde/dybde	21 cm
Bredde	43 cm
Højde	27 cm
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	46.8 cm	34.9 cm	34.6 cm	
stk	1 stk				