



Varenummer 274000

Lægetaske, Piccola, 13x41x28cm, sort, med forlomme, stor model

Produktbeskrivelse

Anvendes som lægetaske til opbevaring af medicin, instrumenter og test. Lavet af ægte slidstærkt læder. Med én stor forlomme, og tre rum i hver side af tasken. Med ampulindsats.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Lægetaske
Varemærke	Piccola
Farve	Sort
Features	Med forlomme, stor model
Materiale	Læder
Længde/dybde	13 cm
Bredde	41 cm
Højde	28 cm
Vægt, netto	2.8 kg
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	42 cm	13 cm	29 cm	
stk	1 stk				