



Varenummer 274001

Lægetaske, Nova, 18x46x33cm, sort, aluminium/læder, med forlomme

Produktbeskrivelse

Anvendes som lægetaske til opbevaring af medicin, instrumenter og tests. Med magnetlukning, fleksibel indretning af tasken, 3 ampulindsatser med plads til 60 ampuller og dobbelt håndtag.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Lægetaske
Varemærke	Nova
Farve	Sort
Features	Med forlomme
Materiale	Aluminium, læder
Længde/dybde	18 cm
Bredde	46 cm
Højde	33 cm
Vægt, netto	4000 g
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	1 stk	45.5 cm	32.5 cm	19 cm	
stk	1 stk				