



Varenummer 274007

**Lægetaske, Rusticana, 38x21x27cm,
lysebrun, læder, med 2 udvendige
lommer, lille model**

Produktbeskrivelse

Anvendes som lægetaske til opbevaring af medicin, instrumenter og tests. Lavet af ægte læder og er udstyret med to udvendige lommer og meget stabil alu ramme for god stabilitet. Indvendig er tasken udstyret med sidelomme med 6 rum, én stor lomme, en indsats med fleksible indretningsmuligheder og et ampulindsats.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Lægetaske
Varemærke	Rusticana
Sekundær farve	Lysebrun
Features	Med 2 udvendige lommer, lille model
Materiale	Læder
Længde/dybde	38 cm
Bredde	21 cm
Højde	27 cm
Vægt, netto	2050 g
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	45 cm	25 cm	34 cm	4260291380472
stk	1 stk				