



Varenummer 274012

Lægetaske, Mobilo, 47x16x38cm, sort

Produktbeskrivelse

Lægetaske til opbevaring af bl.a. instrumenter og medicin. Med 2 udvendige lommer med lynlås samt en mobil ampuldispenser. Inden i tasken findes der 6 rum, som giver et godt overblik over taskens indhold.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Lægetaske
Varemærke	Mobilo
Farve	Sort
Materiale	Læder
Længde/dybde	47 cm
Bredde	16 cm
Højde	38 cm
Vægt, netto	4.5 kg
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	46 cm	26 cm	32.5 cm	
stk	1 stk				