



Varenummer 274013

Lægetaske, Medicus, 21x42x32cm, sort, ampulholder

Produktbeskrivelse

Denne kvalitetslægetaske har tre udtræksindsats hvoraf det midterste kan fjernes for at give ekstra plads til instrumenter der kræver ekstra plads. Tasken indeholder også en ampulholder med plads til 37 ampuller. Derudover har den en aftagelig skulderstrop og fås i flere farver.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Lægetaske
Varemærke	Medicus
Farve	Sort
Features	Ampulholder
Længde/dybde	21 cm
Bredde	42 cm
Højde	32 cm
Vægt, netto	3.5 kg
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	48 cm	39 cm	42 cm	
stk	1 stk				