



Varenummer 274014

**Lægetaske, Concertina, 21x43x32cm,
sort, læder**

Produktbeskrivelse

Anvendes som lægetaske til opbevaring af medicin, instrumenter og tests. Meget rummelig model, taske og indretning åbner og lukker samtidig. Stabilt dobbelt aluminiumhåndtag. Mulighed for variabel fag-inddeling med 2 ampul-indsatser af skum til 46 ampuller.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Lægetaske
Varemærke	Concertina
Farve	Sort
Materiale	Læder
Længde/dybde	21 cm
Bredde	43 cm
Højde	32 cm
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	43 cm	21.5 cm	36 cm	
stk	1 stk				