



Varenummer 274016

Lægetaske, ProMed, 25x46x33cm, sort

Produktbeskrivelse

Anvendes som lægetaske til opbevaring af instrumenter, medicin og tests. Indeholder: Stor ydertaske med lynlås, indertaske med lynlås, 4 udtagelige gennemsigtige lommer samt samt mulighed for fastgørelse af 0,8 L O2-beholder, variabel ruminddeling, ampuldispenser til 74 ampuller med låg og aftagelige skulderremme.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Lægetaske
Varemærke	ProMed
Farve	Sort
Ingredienser/sammensætning	Polymousse
Længde/dybde	25 cm
Bredde	46 cm
Højde	33 cm
Vægt, netto	3.5 kg
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	58.7 cm	30.9 cm	33.3 cm	