



Varenummer 274017

Lægetaske, EasyCare, 37x24x22cm, rød

Produktbeskrivelse

EasyCare Sygeplejetaske er en letvægts taske i god kvalitet. Optimal ruminddeling giver overblik af instrumenter, medicin osv. Tasken er fremstillet i smudsafvisende materiale og er med kodelås.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Lægetaske
Varemærke	EasyCare
Farve	Rød
Ingredienser/sammensætning	Polymousse
Længde/dybde	37 cm
Bredde	24 cm
Højde	22 cm
Vægt, netto	1.3 kg
Vægt, brutto	1.3 kg
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	38 cm	29.5 cm	30.6 cm	
stk	1 stk				