



Varenummer 274017

Lægetaske, EasyCare, 37x24x22cm, rød

Produktbeskrivelse

EasyCare Sygeplejetaske er en letvægts taske i god kvalitet. Optimal ruminddeling giver overblik af instrumenter, medicin osv. Tasken er fremstillet i smudsafvisende materiale og er med kodelås.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Lægetaske
Varemærke	EasyCare
Farve	Rød
Ingredienser/sammensætning	Polymousse
Længde/dybde	37 cm
Bredde	24 cm
Højde	22 cm
Vægt, netto	1.3 kg
Vægt, brutto	1.3 kg
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	1 stk	38 cm	29.5 cm	30.6 cm	
stk	1 stk				