



Varenummer 274018

## Lægetaske, ProMed, 25x46x33cm, blå

### Produktbeskrivelse

Anvendes som lægetaske til opbevaring af instrumenter, medicin og tests. Indeholder: Stor ydertaske med lynlås, indertaske med lynlås, 4 udtagelige gennemsigtige lommer samt samt mulighed for fastgørelse af 0,8 L O2-beholder, variabel ruminddeling, ampuldispenser til 74 ampuller med låg og aftagelige skulderremme.

### Specifikationer

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Produktbetegnelse          | Lægetaske                       |
| Varemærke                  | ProMed                          |
| Farve                      | Blå                             |
| Ingredienser/sammensætning | Polymousse                      |
| Længde/dybde               | 25 cm                           |
| Bredde                     | 46 cm                           |
| Højde                      | 33 cm                           |
| Vægt, netto                | 3.5 kg                          |
| Bortskaffelse af produkt   | Afleveres på miljøstation.      |
| Bortskaffelse af emballage | Kan genbruges eller forbrændes. |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde | Højde   | EAN |
|-------|------------|---------|--------|---------|-----|
| kll   | 1 stk      | 46.5 cm | 30 cm  | 35.5 cm |     |
| stk   | 1 stk      |         |        |         |     |