



Varenummer 274071

Stolevægt, Kern MCB300K100M, hvid

Produktbeskrivelse

Stolevægt med høj målenøjagtighed. Vægten er udstyret med Tarafunktion og er nem at betjene. Drives via netkabel eller batteri. Vægten benytter 6 x 1,5V AA batterier. Mod merpris kan denne vægt leveres med medicinsk certifikat, så den er klasse 3 godkendt til medicinsk brug, kontakt din Abena konsulent.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Stolevægt
Varemærke	Kern
Vareserie	MCB300K100M
Farve	Hvid
Features	Professionel, elektronisk display, uden medicinsk certifikat, max 300 kg
Graduering	100 g
Længde/dybde	86 cm
Bredde	64.7 cm
Højde	91 cm
Vægt, netto	21.4 kg
Vægt, brutto	38.8 kg
Strømspecifikationer	Batterier eller strømforsyning
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.