



Varenummer 274077

Lægetaske, Piccola, 13x36x25cm, sort, med forlomme, lille model

Produktbeskrivelse

Anvendes som lægetaske til opbevaring af medicin, instrumenter og test. Lavet af ægte slidstærkt læder. Med én stor forlomme, og tre rum i hver side af tasken. Med ampulindsats

Specifikationer

Produktbetegnelse	Lægetaske
Varemærke	Piccola
Farve	Sort
Features	Med forlomme, lille model
Materiale	Læder
Længde/dybde	13 cm
Bredde	36 cm
Højde	25 cm
Vægt, netto	2.3 kg
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	49 cm	38 cm	21 cm	
stk	1 stk				