



Varenummer 274133

Engangskateter, IQ-Cath, fleksibel kuglespids, CH 14, 43cm, coated



Produktbeskrivelse

IQ-CATH er et overfladebehandlet engangskateter. Længden på kateteret er 43 cm, hvilket er lidt længere end standard engangskateter. Den øgede længde, stivhed samt indpakning muliggør lettere indføring og håndtering. Kateteret har en fleksibel afrundet kateterspids. Findes kun til mænd.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Engangskateter
Varemærke	IQ-Cath
Spidstype	Fleksibel kuglespids
Størrelse	CH 14
Farve	Grøn
Features	Coated
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	DEHT, PVC
Længde/dybde	43 cm
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	180 stk	49 cm	33 cm	16.5 cm	4250274528168
pk	30 stk	10.5 cm	48.5 cm	7.5 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE