



Varenummer 2745



Dispenser, SCJ Professional, 2000 ml, sort, plast, til håndrens, manuel, med lilla knap, 4,5 ml pr. dosering

✓ Trykknop beskyttet med Biocote

Produktbeskrivelse

2 liter dispenser til håndrens. Betjening af dispenseren er enkel

og brugervenlig, og systemet er økonomisk i brug, da nøjagtig dosering sikrer minimalt spild. Trykknappen er beskyttet af BioCote® og alle manuelle dispensere har livstidsgaranti.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	SCJ Professional
Farve	Sort
Features	Til håndrens, manuel, med lilla knap, 4,5 ml pr. dosering
Materiale	Plast
Længde/dybde	14 cm
Bredde	16 cm
Højde	29 cm
Rumindhold, netto	2000 ml
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Holdbarhed, åbnet	Livslang garanti mod fabrikations-/funktionsfejl.
Bortskaffelse af produkt	Kan genbruges eller forbrændes.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Monteres med klæbepude og skruer.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	8 stk	58 cm	40.5 cm	34 cm	5010424161046
stk	1 stk				5010424161039