



Varenummer 2745

**Dispenser, SCJ Professional,  
14x16x29cm, 2000 ml, hvid, plast, til  
håndrens, manuel, med lilla knap, 4,5 ml  
pr. dosering**

✓ Beskyttet med BioCote

## Produktbeskrivelse

2 liter dispenser til håndrens. Betjening af dispenseren er enkel og brugervenlig, og systemet er økonomisk i brug, da nøjagtig dosering sikrer minimalt spild. Trykknappen er beskyttet af BioCote® og alle manuelle dispensere har livstidsgaranti.

## Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	SCJ Professional
Farve	Hvid
Features	Til håndrens, manuel, med lilla knap, 4,5 ml pr. dosering
Materiale	Plast
Længde/dybde	14 cm
Bredde	16 cm
Højde	29 cm
Rumindhold, netto	2000 ml
Holdbarhed, åbnet	Livslang garanti mod fabrikations-/funktionsfejl.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

## Brugsanvisning

Monteres med klæbepude eller skruer.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	8 stk	58 cm	40.5 cm	34 cm	5010424022279
stk	1 stk				5010424022262