



Varenummer 2756

Holder til Dispenser, Abena, 9x8x10,5cm, 500 ml, hvid, metal, til Abena 500 ml flasker

- ✓ dispenser
- ✓ væghængt
- ✓ væghængt dispenser
- ✓ abena dispenser

Produktbeskrivelse

Diskret vægdispenser til Abena Skincare produkter

Specifikationer

Produktbetegnelse	Holder til Dispenser
Varemærke	Abena
Farve	Hvid
Features	Til Abena 500 ml flasker
Materiale	Metal
Længde/dybde	9 cm
Bredde	8 cm
Højde	10.5 cm
Vægt, netto	127 g
Rumindhold, netto	500 ml
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Monteres på væggen med skruer

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	6 stk	0.3 m	0.115 m	0.17 m	5703538435461