



Varenummer 2756



## Holder til Dispenser, ABENA, 9x8x10,5cm, hvid, metal, til Abena 500 ml flasker

- ✓ dispenser
- ✓ væghængt
- ✓ væghængt dispenser
- ✓ ABENA dispenser

### Produktbeskrivelse

Diskret vægdispenser til ABENA Skincare produkter

### Specifikationer

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Holder til Dispenser              |
| Varemærke                        | ABENA                             |
| Farve                            | Hvid                              |
| Features                         | Til Abena 500 ml flasker          |
| Materiale                        | Metal                             |
| Længde/dybde                     | 9 cm                              |
| Bredde                           | 8 cm                              |
| Højde                            | 10.5 cm                           |
| Vægt, netto                      | 127 g                             |
| Rumindhold, netto                | 500 ml                            |
| Direktiver, lovgivning og regler | (EU) 2023/988                     |
| Bortskaffelse af produkt         | Afleveres på miljøstation.        |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes. |

### Brugsanvisning

Monteres på væggen med skruer

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN           |
|-------|------------|--------|--------|-------|---------------|
| kl    | 108 stk    | 63 cm  | 37 cm  | 54 cm | 5703538495458 |
| pk    | 6 stk      | 30 cm  | 12 cm  | 17 cm | 5703538435461 |
| stk   | 1 stk      |        |        |       | 5703538435454 |