



Varenummer 2756



Holder til Dispenser, ABENA, 9x8x10,5cm, hvid, metal, til Abena 500 ml flasker

- ✓ dispenser
- ✓ væghængt
- ✓ væghængt dispenser
- ✓ ABENA dispenser

Produktbeskrivelse

Diskret vægdispenser til ABENA Skincare produkter

Specifikationer

Produktbetegnelse	Holder til Dispenser
Varemærke	ABENA
Farve	Hvid
Features	Til Abena 500 ml flasker
Materiale	Metal
Længde/dybde	9 cm
Bredde	8 cm
Højde	10.5 cm
Vægt, netto	127 g
Rumindhold, netto	500 ml
Direktiver, lovgivning og regler	(EC) 1907/2006, (EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Monteres på væggen med skruer

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	108 stk	63 cm	37 cm	54 cm	5703538495458
pk	6 stk	30 cm	12 cm	17 cm	5703538435461
stk	1 stk				5703538435454