



Varenummer 2756



Holder til Dispenser, ABENA, 9x8x10,5cm, hvid, metal, til Abena 500 ml flasker

- ✓ dispenser
- ✓ væghængt
- ✓ væghængt dispenser
- ✓ ABENA dispenser

Produktbeskrivelse

Diskret vægdispenser til ABENA Skincare produkter

Specifikationer

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Produktbetegnelse | Holder til Dispenser |
| Varemærke | ABENA |
| Farve | Hvid |
| Features | Til Abena 500 ml flasker |
| Materiale | Metal |
| Længde/dybde | 9 cm |
| Bredde | 8 cm |
| Højde | 10.5 cm |
| Vægt, netto | 127 g |
| Rumindhold, netto | 500 ml |
| Direktiver, lovgivning og regler | (EU) 2023/988 |
| Bortskaffelse af produkt | Aflleveres på miljøstation. |
| Bortskaffelse af emballage | Kan genanvendes eller forbrændes. |

Brugsanvisning

Monteres på væggen med skruer

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|---------|---------|---------------|
| kll | 18 pk | 60 cm | 57.5 cm | 43.5 cm | 5703538495458 |
| pk | 6 stk | 28 cm | 18.8 cm | 12.7 cm | 5703538435461 |