



Varenummer 2756



## Holder til Dispenser, ABENA, 9x8x10,5cm, hvid, metal, til Abena 500 ml flasker

- ✓ dispenser
- ✓ væghængt
- ✓ væghængt dispenser
- ✓ ABENA dispenser

### Produktbeskrivelse

Diskret vægdispenser til ABENA Skincare produkter

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Holder til Dispenser
Varemærke	ABENA
Farve	Hvid
Features	Til Abena 500 ml flasker
Materiale	Metal
Længde/dybde	9 cm
Bredde	8 cm
Højde	10.5 cm
Vægt, netto	127 g
Rumindhold, netto	500 ml
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Brugsanvisning

Monteres på væggen med skruer

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	18 pk	60 cm	57.5 cm	43.5 cm	5703538495458
pk	6 stk	28 cm	18.8 cm	12.7 cm	5703538435461