



Varenummer 2771



## Doseringspumpe, Tana Professional, hvid, 18 ml, til 5 l dunk

- ✓ For enkel og nem dosering
- ✓ Brugervenlig
- ✓ Øger arbejdssikkerheden

### Produktbeskrivelse

Anvendes til dosering af rengøringsmidler. Doserer 18 ml pr. tryk.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Doseringspumpe
Varemærke	Tana Professional
Farve	Hvid
Features	18 ml, til 5 l dunk
Diameter	42 mm
Direktiver, lovgivning og regler	(EC) 1907/2006, (EU) 2023/988

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk	38 cm	18.5 cm	18.5 cm	4031278528800
stk	1 stk				4031278928808