



Varenummer 2771



Doseringspumpe, Tana Professional, hvid, 18 ml, til 5 l dunk

- ✓ For enkel og nem dosering
- ✓ Brugervenlig
- ✓ Øger arbejdssikkerheden

Produktbeskrivelse

Anvendes til dosering af rengøringsmidler. Doserer 18 ml pr. tryk.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Doseringspumpe
Varemærke	Tana Professional
Farve	Hvid
Features	18 ml, til 5 l dunk
Diameter	42 mm
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	10 stk	38 cm	18.5 cm	18.5 cm	4031278528800
stk	1 stk				4031278928808