



## Produktdatablad

### Pumpe, Tana Professional, hvid, til 5 l dunk

**Varenummer :** 2771  
**Version :** 02  
**Varegruppe :** Pumper, hætter og målebæger  
**Forpakninger :** 10 stk = 1 kolli  
84 kolli = 1 palle



### Varedeklaration

**Produktbetegnelse:** Pumpe  
**Varemærke:** Tana Professional  
**Farve:** hvid  
**Features:** til 5 l dunk  
**Produktbeskrivelse:** Anvendes til dosering af rengøringsmidler. Doserer 18 ml pr. tryk.

**Tilhørende varer:** 150123, 676204, 633202, 16310001, 16856903, 631302, 632103, 632202, 634702, 631102, 16856602, 485502, 486302, 627602