



## Produktdatablad

### Dispenser, Deb, 1000 ml, sølv, metal, manuel, rustfri

Varenummer : 2775  
Varegruppe : Deb  
Forpakninger : 1 stk = 1 kolli  
100 stk = 1 palle  
100 kolli = 1 palle



### Varedeklaration

<b>Produktbetegnelse:</b>	Dispenser
<b>Varemærke:</b>	Deb
<b>Holdbarhed, åbnet:</b>	Livslang garanti mod fabrikations-/funktionsfejl.
<b>Farve:</b>	sølv
<b>Materiale:</b>	metal
<b>Features:</b>	manuel, rustfri
<b>Rumindhold, netto:</b>	1000 ml
<b>Produktbeskrivelse:</b>	Universal manuel dispenser, som kan bruges til alle DEB 1000 ml refiller.
<b>Vejledning i brug/ anvendelse:</b>	Monteres med klæbepude eller skruer.
<b>Instruktioner vedrørende produktbortskaffelse:</b>	Afleveres på miljøstation.
<b>Instruktioner vedrørende bortskaffelse af emballage:</b>	Kan genbruges eller forbrændes.

Tilhørende varer: 651701, 629002, 150362, 15036801, 271801, 695002, 694802, 1000011510