



Varenummer 2776

SCJohnson  
PROFESSIONAL  
A family company

## Dispenser, SCJ Professional Silverline, 1000 ml, hvid, plast, manuel

### Produktbeskrivelse

1 liter multifunktional dispenser i hvid med smal silverline. Alle 1 liter patroner passer i dispenseren. Betjening af dispenseren er enkel og brugervenlig, og systemet er økonomisk i brug, da nøjagtig dosering sikrer minimalt spild. Trykknappen er beskyttet af BioCote og alle manuelle dispensere har livstidsgaranti.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	SCJ Professional
Vareserie	Silverline
Farve	Hvid
Features	Manuel
Materiale	Plast
Rumindhold, netto	1000 ml
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Holdbarhed, åbnet	Livslang garanti mod fabrikations-/funktionsfejl.
Bortskaffelse af produkt	Kan genbruges eller forbrændes.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Brugsanvisning

Monteres med klæbebepude eller skruer.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	15 stk	59.1 cm	40 cm	34.2 cm	5010424021500
stk	1 stk				5010424021494