



Varenummer 280003

## Undersøgelseslampe, Dr. Mach LED 120, hvid, kørbart trolley med 4 hjul, svingbar arm

### Produktbeskrivelse

Fleksibel LED undersøgelseslampe, med en levetid på +60.000 timer. Lampen yder 40.000 LUX ved 1 m. 4500 Kelvin og et strømforbrug på 18W. Lampen er udstyret med 12 LED dioder, samt elektronisk tænd/sluk og lysstyrke reguleringer. Fokusfelt på 17 cm. Arbejdsområde 70-140 cm. Højdejusterbar til 121 cm. God farvegengivelse og flot design.

### Specifikationer

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Undersøgelseslampe                       |
| Varemærke                        | Dr. Mach                                 |
| Vareserie                        | LED 120                                  |
| Farve                            | Hvid                                     |
| Features                         | Kørbart trolley med 4 hjul, svingbar arm |
| Vægt, netto                      | 1.9 kg                                   |
| Brændetid                        | 60000 timer                              |
| Strømspecifikationer             | 18 W                                     |
| Produkt- eller teststandarder    | EN 60601-2-41                            |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC                                |
| Bortskaffelse af produkt         | Afleveres på miljøstation.               |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genbruges eller forbrændes.          |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|--------|-------|-----|
| stk   | 1 stk      | 0 cm   | 0 cm   | 0 cm  |     |