



Varenummer 280007

Lægetaske, Visita, 42x18x29cm, sort, læder, med forlomme

Produktbeskrivelse

Lægetasken Visita anvendes til opbevaring af medicin, instrumenter og tests. Der medfølger justerbare rumdelere med transparente afdækningsplader (med magnetlukning) på begge sider af tasken samt to store ampulindsatse med plads til 2 x 37 ampuller. Tasken har dobbeltgreb og stor forlomme.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Lægetaske
Varemærke	Visita
Farve	Sort
Features	Med forlomme
Materiale	Læder
Længde/dybde	42 cm
Bredde	18 cm
Højde	29 cm
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	46.5 cm	30 cm	36.5 cm	
stk	1 stk				