


Varenummer 280014

Kirurgisk saks, 14,5x7cm x 8mm, rustfrit
stål, 14,5 cm, spids/spids



Produktbeskrivelse

Anvendes fx til afklipping af suturmateriale. Kan steriliseres

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kirurgisk saks
Features	14,5 cm, spids/spids
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	14.5 cm
Bredde	7 cm
Højde	8 mm
Vægt, netto	49 g
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	24 cm	7 cm	0.8 cm	5703538148828