

Varenummer 280024

Instrumentvarmer, Gynecomfort



Produktbeskrivelse

GyneComfort opvarmer medicinske instrumenter til legemstemperaturen (37,5c). Apparatet er designet til brug for alle de almindeligt forekommende typer og størrelser af gynækologiske instrumenter op til 36 mm. (Gentofte, Fanø, Grave, Collin, Cusco m.m.) GyneComfort kan monteres på bord, væg, kulisseskinne, hylde eller lign. Dimensioner: 25,5x16,8x7,8cm., Beslag medfølger ikke.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Instrumentvarmer
Varemærke	Gynecomfort
Længde/dybde	25.5 cm
Bredde	16.8 cm
Højde	7.8 cm
Vægt, netto	832 g
Vægt, brutto	832 g
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	22.5 cm	16.5 cm	7.5 cm	