



Varenummer 280028

## Pumpe, hvid, til 5 l dunk

### Produktbeskrivelse

Anvendes som pumpe til 5 L letvægtsdunk med ultralydsgel. 30ml pr pump.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Pumpe
Farve	Hvid
Features	Til 5 l dunk
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	25 cm	12.5 cm	5.5 cm	