



Varenummer 280029

Ultralydsgel, 5 l, letvægtsbeholder

Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med undersøgelser, hvor gel er nødvendigt.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Ultralydsgel
Features	Letrovægtsbeholder
Rumindhold, brutto	5 l
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Kun til udvortes brug
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	4 stk	37.5 cm	27.5 cm	29 cm	4052919018214
stk	1 stk				