



Varenummer 280054

Undersøgelseslampe, Dr. Mach LED 115, hvid, kørbart trolley med 5 hjul

Produktbeskrivelse

Fleksibel LED undersøgelseslampe, med en levetid på +40.000 timer. Lampen yder 60.000 LUX ved 0,5 meter. 4500 Kelvin og et strømforbrug på 10w. Lampen er udstyret med 7 LED dioder, samt en elektronisk tænd/sluk og lysstyrke regulering. God farvegengivelse og flot design.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Undersøgelseslampe
Varemærke	Dr. Mach
Vareserie	LED 115
Farve	Hvid
Features	Kørbart trolley med 5 hjul
Vægt, netto	6 kg
Strømspecifikationer	10 W
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	EN 60601-2-41
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	1 stk	115 cm	41.7 cm	47.7 cm	5703538150067
stk	1 stk				5703538150043